

## STX 702

### Cinturón de dos piezas de metal Reflex



Pareja de correas ajustables para estabilizar al paciente durante el transporte. Debe estar anclado al chasis de la camilla. La fijación se realiza con un nudo en el chasis.


#### Características específicas

Hebilla de metal para asegurar la máxima seguridad  
 Inserción reflectante en la tela para proporcionar una mayor visibilidad  
 Usado para camillas automáticas y nido

#### Datos técnicos <sup>1</sup>

	Min (mm)	Max (mm)
Longitud L	680	1500
Ancho de la cinta	50 mm	
Materiales	Acero, Nylon	
Peso par de cintas	460 g	

<sup>1</sup> Las longitudes indicadas se refieren al límite de medición de la correa. La longitud puede variar dependiendo del dispositivo y el nudo realizado para fijar la correa al marco de la camilla.



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

STX702 CINTURÓN DE DOS PIEZAS  
 DE METAL REFLEX  
 ST70002A



Clasificación CND

V9099

ID de registro

96045

Rev.3 (17/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)