

STX 702

Ceinture boucle métal



Jeu de 2 ceintures réglables avec boucle métal permettant de sécuriser le patient durant les opérations de transport sur brancard. Ces ceintures doivent être arrimées au châssis du brancard avec un simple nœud coulissant.


Caractéristiques spécifiques

Boucle à décrochage rapide en métal pour une sécurité maximale
 Inserts retro réfléchissants pour une meilleure visibilité
 Compatibles avec chariots brancards et civières de sauvetage

Données techniques¹

	Min (mm)	Max (mm)
Longueur L	680	1500
Largeur	50 mm	
Matériaux	Acier, Nylon	
Poids des deux sangles	460 g	

¹ Les longueurs mentionnées considèrent les extrémités de la ceinture. La longueur utile peut changer en fonction du dispositif et par rapport au nœud utilisé pour fixer la ceinture sur le châssis du brancard.



DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

STX702 JEU DE 2 CEINTURES

ST70002A

Classification CND

Identifiant d'enregistrement



V9099

96045

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it