

STX 702

Cintura due pezzi metallo



Coppia cinture regolabili per stabilizzare il paziente durante le fasi di trasporto. Deve essere ancorato al telaio della barella per mezzo di nodo a cappio.


Caratteristiche specifiche

Gancio in metallo per garantire massima sicurezza
 Inserto rifrangente nella trama del tessuto per offrire maggior visibilità
 Adatte per barelle autocaricanti e basket

Dati tecnici ¹

	Min (mm)	Max (mm)
Lunghezza L	680	1500
Larghezza nastro	50 mm	
Materiali	Acciaio, Nylon	
Peso coppia cinture	460 g	

¹ Le lunghezze indicate sono riferite alla misura limite della cintura. La lunghezza utile può variare in funzione del dispositivo e del nodo fatto per fissare la cintura al telaio della barella.



DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

STX702 CINTURA NERA 2PZ CON
 RIFRANGENTE
 ST70002A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	96045

Rev.3 (17/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it