

## STX 598


### Cintura due pezzi



Cintura regolabile per stabilizzare il paziente durante le fasi di trasporto. Deve essere ancorata al telaio o allo schienale della barella. Il fissaggio deve avvenire per mezzo di nodo a cappio.

#### Caratteristiche specifiche

Gancio in nylon per garantire massima sicurezza  
Adate per barelle autocaricanti, barelle basket e tavole spinali



#### Dati tecnici <sup>1</sup>

|   | Min (mm)   | Max (mm) |
|---|------------|----------|
| Lunghezza L   | 710        | 1500     |
| Lunghezza disponibile dopo aver effettuato il cappio <sup>2</sup> | 460        | 1250     |
| Larghezza nastro  | 50 mm      |          |
| Materiali   | Nylon, PP  |          |
| Peso cintura  | 130 ± 10 g |          |

<sup>1</sup> Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di ± 30 mm

<sup>2</sup> Valore approssimativo, variabile a seconda del dispositivo su cui la cintura viene applicata

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

STX 598 CINTURA GANCIO DERLIN

2 PZ ARANCIO

ST00598A

Classificazione CND

Identificativo registrazione



V9099

96090

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)