

## CHARIOT CROSS CHAIR

Chariot pour brancard convertible en chaise



Chariot dédié pour le brancard Cross Chair convertible en chaise. Cette solution permet de simplifier le transport le chargement et l'arrimage sur les véhicules de secours sanitaires. Toute installation sur véhicule doit être effectuée avec des système de fixation Spencer dédiés.

### Caractéristiques spécifiques

Châssis robuste réalisé en acier  
 Roues  $\varnothing 200$  pour améliorer la manœuvrabilité  
 Freins de stationnement sur les roues arrières  
 Position tréteaux pour simplifier les opérations de chargement du brancard Cross Chair  
 Système de fixation du Cross Chair de simple utilisation.

### Données techniques

Longueur	1980 $\pm$ 10 mm
Largeur	570 $\pm$ 5 mm
Hauteur profil supérieur (Position haute )	850/900 mm
Hauteur profil supérieur (Position tréteaux )	600/680 mm
Hauteur profil supérieur (Position basse )	280 mm
Roues	$\varnothing 200$ mm
Poids	35,5 $\pm$ 0,5 kg
Capacité de charge <sup>1</sup>	170 kg

<sup>1</sup> Considère le poids du patient, des équipements et des accessoires

### Accessoires en option

CR00080C	Cross Chair brancard/chaise
ST42100A	Système d'ancrage postérieur (FP)
ST42200A	Système d'ancrage antérieur (FA)

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR CHARIOT

CR00081C

Classification CND



V0899

Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)