

CROSS CHAIR

Barellino/Sedia



Cross Chair è un dispositivo che adotta soluzioni innovative per il trasporto dei pazienti utilizzabile per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Il dispositivo può essere utilizzato in configurazione sedia o barella, adattandosi ai più ampi scenari di soccorso. Per offrire ulteriore versatilità e sicurezza, è disponibile un carrello dedicato per permetterne l'uso su mezzi sanitari e facilitare il trasporto.

Caratteristiche specifiche

Cambio configurazione in 2 secondi
Materasso in PVC a 4 segmenti sfoderabile
Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Schienale regolabile su 5 posizioni
Manici telescopici
Maniglie posteriori autoposizionanti
Predisposta per l'utilizzo con Carrello Cross Chair
Leggera e robusta
Le sponde reclinabili <i>Safe bar</i> contengono il paziente anche in configurazione sedia
Ruote $\varnothing 150$ mm per migliorare la scorrevolezza
Posizione antishock Trendelenburg
Ruote anteriori $\varnothing 75$ mm pivotanti con freno del rotolamento e dell'asse per agevolare il trasporto in posizione sedia

Accessori di serie

ST70002A	Cintura 2 pz metallo reflex nera
ST43014	Materasso Cross Chair

Accessori Opzionali

IF01043B	Portaflebo TRACK 4
CR00081	Carrello Cross Chair
ST00497B	DNA Strap con arrot.integrato
ST00498B	DNA Strap torac. con arrot.integrato
ST00499B	STX499 – Cintura toracica <small>Obblig.per vers. 10G</small>
CB09028	Supporto fiss. tanker per Safe Bar

Dati tecnici ¹

Altezza ^(MS)	1430 mm
Larghezza ^(MS/MB)	600 mm
Profondità con manici e maniglie chiuse ^(MS)	1000 mm
Profondità con manici e maniglie aperti ^(MS)	1365 mm
Lunghezza con manici chiusi ^(MB)	1970 mm
Lunghezza con manici aperti ^(MB)	2235 mm
Dimensione sponde	600x200 mm
Peso ^(Materasso incluso)	29,5 ± 0,5 kg
Capacità di carico	250 kg

¹MS: Modo sedia – MB: Modo Barella

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR BARELLINO/SEDIA
P/GIALLO

CR00080C

Classificazione CND



V0899

Rev.2 (16/06/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it