

CROSS CHAIR

Carrello certificato 10G



Carrello dedicato al Barellino/Sedia Cross Chair, per facilitarne la movimentazione, il caricamento e fissaggio all'interno dei veicoli sanitari. Certificato 10G se utilizzato con il sistema di fissaggio Spencer R-Max o S-MAX.

Caratteristiche specifiche

Robusto telaio in acciaio
 Ruote $\varnothing 200$ per aumentare la scorrevolezza
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Posizionabile in altezza intermedia per facilitare il caricamento di Cross Chair
 Sistema di fissaggio di Cross Chair di facile azionamento.

Dati tecnici

Lunghezza	1980 \pm 10 mm
Larghezza	570 \pm 5 mm
Altezza profilo scorrimento (Carrello alzato)	850/900 mm
Altezza profilo di scorrimento (Carrello posizione intermedia)	600/680 mm
Altezza profilo di scorrimento (Carrello abbassato)	280 mm
Ruote	\varnothing 200 mm
Peso	35,5 \pm 0,5 kg
Capacità di carico ¹	170 kg

¹ Considerando il peso del paziente, equipaggiamento e accessori

Accessori opzionali

CR00080C	Cross Chair Barellino/sedia
ST42707B	Gancio S-Max (Obbligatorio per versioni 10G)

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR CARRELLO
 CERTIFICATO 10G
 CR00082C



Classificazione CND

V0899

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it