

HOME JET 800 D

Aspiratore di secreti



Aspiratore di secreti estremamente compatto, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta.

Caratteristiche specifiche

La connessione diretta tra vaso di raccolta e aspiratore, consentono di mantenere valori di flusso più elevati e una depressione più rapida

Scocca in grado di proteggere da urti e cadute l'intero dispositivo

Sostituzione della batteria estremamente semplice

Peso estremamente contenuto

Base d'appoggio ampia per offrire la massima stabilità

Possibilità di conversione per l'utilizzo con vasi Serres grazie al kit dedicato

Comandi semplici e intuitivi

Visualizzazione del livello di vuoto grazie ad una scala LED ad alta luminosità

Dotazione di serie

Tubo paziente monouso 1,8 m

Tracolla per trasporto aspiratore

Cavo alimentazione 12V con spina accendisigari

Accessori/Ricambi di consumo

SC75012E	Borse laterali per Jet
RISC005E	gruppo filtro monouso ambujet - homejet
SC73016E	Tubo aspirazione 1,8m sterile
SC70085A	VASO 1 lt. AUTOCL C/COP
SC75021C	KIT CONVERSIONE AMBUJET/HOMEJET C/SERRES

Conforme a

ISO 10079-1

Dati tecnici

Dimensioni	200x225x285 mm
Peso	2,4 ± 0,1kg
Range vuoto	Da 50 a 550mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Rumorosità	70db
Requisiti connessione elettrica	12VDC 33W max
Batteria	12V DC Ni-MH
Durata batteria	Max 45-60min a flusso libero
Modalità d'uso	30 min. ON , 30 min. OFF
Tempo ricarica batteria	5 ore
Classificazione ISO	Alto vuoto/Alto flusso
Protezione ingresso fluidi	IP12
Capacità vaso	800 ml
Tubo paziente	1,8 m

DM Ass. in accordo alla Dir. 93/42/CEE

HOME JET 800 D

SC75200D



Rev.4 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it