

HOME JET 1000 B

Aspiratore di secreti portatile



Aspiratore di secreti dagli ingombri ridotti, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta.

Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti
Base d'appoggio ampia per offrire la massima stabilità
Rapida visualizzazione del vuoto impostato grazie ai led luminosi
Comandi semplici e intuitivi
Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso
Aspiratore protetto da urti e cadute grazie alla scocca anti urto

Dotazione di serie

Batteria
Vaso Serres con sacca monouso
Tubo paziente monouso 1,8 m
Tracolla per trasporto aspiratore

Accessori/Ricambi di consumo

SC75012E	Borse laterali per Jet
SC73017E	Alimentatore 220V
RISCO06B	Tubo c/raccordo per vasi Serres
SC73016E	Catetere aspirazione 1,8m sterile
SC75018E	Confezione 36 sacche monouso

Conforme a

ISO 10079-1

Dati tecnici

Dimensioni Jet	200x225x285 ± 5 mm
Peso aspiratore	2,4 ± 0,1 kg
Range vuoto	Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero	32 l/min
Livello acustico	70 db
Requisiti connessione elettrica	100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 A max; 12VDC 33W max
Protezione ingresso fluidi	IP12
Batteria	12V DC Ni-MH
Durata batteria	Max 45-60min a flusso libero
Tempo di ricarica batteria	5 h
Modalità d'uso	30 min. ON, 30 min. OFF
Capacità vaso	1000 ml
Tubo paziente	1,8 m
Temp. d'uso	Da 0°C a +45°C
Temp. di stoccaggio	Da - 40°C a +70°C
Umidità	Da 0 a 95%

DM Ass. secondo la Dir. 93/42/CEE

HOME JET 1000 B
SC75210B



Identificativo registrazione

79923

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it