

## WOW

Telo portaferiti 10 maniglie con puntapiedi



Il telo portaferiti WOW, è un dispositivo destinato al recupero e il trasporto dal luogo dell'intervento verso la barella di pazienti che non presentino traumi spinali.

### Caratteristiche specifiche

- Costruito con materiali ignifughi
- Facile igienizzazione grazie all'utilizzo di tessuto non assorbente
- Cuciture in nylon irrobustite per garantire elevata resistenza e lunga durata
- La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza nella presa.
- Sul lato interno sono presenti maniglie dedicate al paziente che, oltre a renderlo più collaborativo, ne aumentano la sicurezza
- La speciale sagomatura, offre un elevato contenimento laterale durante le fasi di trasferimento
- Puntapiedi regolabile su 2 posizioni per aumentare il contenimento longitudinale
- Le tracolle regolabili in dotazione, garantiscono una miglior distribuzione del carico per gli operatori
- Le travi longitudinali in alluminio, sono sfilabili attraverso i comodi fori dedicati e possono essere piegate in 3 parti. Quando inserite, aumentano la rigidità del telo permettendo di distribuire il carico su una superficie più ampia e consentendo di limitare le flessioni.
- Il paziente può essere trasportato anche in posizione seduta
- Ingombri di stoccaggio ridotti

### Conforme a

UNI EN 1865-1

### Dati tecnici

Lunghezza con puntapiedi disteso	2560 ± 10 mm
Lunghezza con puntapiedi ripiegato	1850 ± 10 mm
Larghezza parte superiore	960 ± 5 mm
Larghezza parte inferiore	700 ± 5 mm
Ingombro di stoccaggio <sup>(1)</sup>	500x600x150 mm
Ingombro singola trave ripiegata	75x450x30 ± 5 mm
N° Maniglie	10
Larghezza nastri	50 mm
Lunghezza maniglie superiori	160 mm
Lunghezza maniglie inferiori	260 mm
Lunghezza travi	1210 ± 10 mm
Portata	150 kg
Materiali	Nylon, PVC, Al
Peso con travi	4,7 ± 0,2 kg
Numero di regolazioni tracolle	6

<sup>(1)</sup> La misura si riferisce al telo avvolto. E' puramente indicativa, in quanto il dispositivo può essere piegato o avvolto in numerosi modi.

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

WOW - TELO PORTAFERITI 10  
MANIGLIE C/PUNTAPIEDI  
QM40600B

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (31/03/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. a socio unico - Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)