

4BELL MAX

10G sujetador para silla 4BELL



Sujetador diseñado para su instalación al interior de la ambulancia, se utiliza con la silla 4BELL. El dispositivo se puede fijar tanto en la pared como en el piso, de acuerdo con la estructura y el acondicionamiento del vehículo. El dispositivo es un equipamiento estándar de la silla 4BELL.

Características específicas

El cuerpo de polietileno amortigua las vibraciones y simplifica las operaciones de limpieza.

Su forma especial permite fijar con seguridad incluso las sillas 4BELL equipadas con el reposacabezas opcional y además evita el posicionamiento incorrecto del dispositivo.

La silla se fija simplemente girando la perilla roja.

Conforme a

EN 1789

Datos Técnicos

Dimensiones	505x450x220 ± 5mm
Materiales	PE, Nylon, Al
Peso	1,8 ± 0,2 kg

DM de clase I de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

SISTEMA DE SUJECION 4BELL MAX
CERTIFICADO 10G

ST10432B

Clasificación CND



V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it