

## K SERIES

## Portafiale K6



Borsa professionale ideale per l'utilizzo come portafiale. La struttura semirigida offre un'eccellente protezione al contenuto.

#### Caratteristiche specifiche

- Rivestimento esterno estremamente piacevole al tatto
- L'involucro presenta due zone concave che migliorano la presa
- Chiusura con doppia zip per agevolare le operazioni di apertura e chiusura
- 2 tasche a rete interne per la disposizione di accessori
- Divisore portafiale staccabile tramite due fasce a strap

#### Dati tecnici

Dimensioni	310x190x80 mm
Peso	380 g
Materiali	EVA
Fiale alloggiabili	36 piccole
	14 medie
	10 grandi max

K 6 - SACCA MATRIX PORTAFIALE ROSSO  
CB04143B

Rev.0 (16/02/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)