

S MAX

Sistema de anclaje 10G para camillas



Sistema de anclaje para camillas certificadas 10G nacido para garantizar su anclaje seguro dentro de los vehículos.

Características específicas

La linealidad de la estructura evita volúmenes innecesarios cuando la camilla no está cargada en el vehículo

La desenganche de la camilla requiere un esfuerzo mínimo gracias al sistema de palancas integradas en el cuerpo principal

El sistema de desenganche incorporado impide el funcionamiento accidental

El dispositivo actúa simultáneamente tanto en la parte delantera y trasera de la camilla y, gracias a la estructura de un cuerpo, permite llevar a cabo la instalación con sencillez, sin incurrir en las dificultades de alineación entre la parte delantera y trasera del anclaje.

S-MAX puede lograr niveles máximos de integración si se utiliza junto con el sistema opcional de *SHARP* que, una vez instalado en la camilla, permite desenganchar la camilla a través de un mecanismo de accionamiento puesto en una posición estratégica en el grupo de control de la propia camilla.

Peso reducido al mínimo gracias a la investigación de materiales avanzados y a un cuidadoso estudio de la geometría

Cumple con

EN 1789

Datos técnicos

Dimensiones	1790x190x80 ± 5mm
Espesor perfil central	30 mm
Materiales	Al , Nylon, PE, Acero
Peso	5,2 ± 0,1 kg

DM de clase I según la Dir. 93/42/CEE

ANCLAJE S-MAX

ST42707

Clasificació CND



V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it