

S MAX

Sistema de fixação 10G para macas



Sistema de fixação para macas certificadas 10g nascido para garantir um ancoradouro seguro dentro dos veículos.

Características específicas

La linearità della struttura evita inutili ingombri quando la barella non è caricata sul veicolo

A estrutura linear ocupa pouco espaço quando a maca não está carregada no interior do veículo

Destruar a maca requer o mínimo esforço, graças ao sistema de alavancas integradas no corpo principal

O sistema de libertação encaixado impede o funcionamento accidental

O dispositivo actua simultaneamente sobre a parte dianteira e traseira da maca e, graças à estrutura de um único corpo, permite realizar a instalação com simplicidade sem encontrar dificuldades no alinhamento entre a parte dianteira e aquela traseira da fixação.

S-MAX pode alcançar níveis máximos de integração se utilizado em conjunto com o sistema *SHARP* que, uma vez instalado na maca, permite destrava-la por meio de um mecanismo de accionamento estrategicamente posicionado no grupo de controlo da própria maca.

Peso reduzido graças à pesquisa de materiais avançados e a um cuidadoso estudo da geometria

Dados técnicos

Dimensões	1790x190x80 ± 5mm
Espessura perfil central	30 mm
Materiais	Al , Nylon, PE, Aço
Peso	5,2 ± 0,1 kg

Cumprimento com

EN 1789

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

FIXAÇÃO S-MAX

ST42707



Classificação CND

V9099

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it