

A911

Zaino per emergenza con sacche



Zaino professionale compatto e leggero progettato per ospitare i dispositivi più comunemente utilizzati nelle procedure BLS.

Caratteristiche specifiche

Duplice possibilità di trasporto grazie agli spallacci imbottiti e alla maniglia rivestita in morbido materiale plastico sul lato superiore

Spallacci regolabili, con cinghie trasversali toraciche e lombari regolabili con fibbia a sgancio rapido per fornire una maggiore stabilità durante il trasporto

Alta visibilità grazie agli inserti rifrangenti

La tasca anteriore è completamente apribile e capiente. Su entrambi i lati sono cucite delle fasce elastiche per l'alloggiamento di accessori

Ampia tasca con chiusura a zip sul lato esterno della patta anteriore

Il comparto principale è protetto da imbottitura ed è caratterizzato da

- fasce elastiche cucite lungo il perimetro per disporre in modo ordinato gli accessori

- chiusura a zip che consente l'apertura completa del vano

- fasce strap per mantenere in posizione le sacche interne

- Rinforzo perimetrale per limitare le deformazioni

2 ampie tasche laterali con chiusura a zip

5 sacche interne staccabili con chiusura a zip e finestra superiore trasparente per una rapida visualizzazione del contenuto

Fondo antiscivolo rivestito in gomma per rendere più semplice la pulizia

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dimensioni | 490x470x210 ± 30 mm |
| Dimensioni singola sacca interna | 280x120x75 ± 10 mm |
| Volume | 34 ± 1L |
| Materiali | Nylon, TPU, PVC |
| Peso zaino c/sacche | 1,95 ± 0,1 kg |

A911 - ZAINO ROSSO CORD.C/5 SACCHE INT.

CB00912A

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it