

E-MAX

Fissaggio 10G per EVA



Dispositivo di fissaggio da installarsi all'interno di ambulanze, destinato alle sedie modello EVA. Il dispositivo deve essere fissato a parete, considerando la struttura del veicolo e il suo equipaggiamento.

Caratteristiche specifiche

La base in polietilene, riduce le vibrazioni e semplifica le operazioni di pulizia

Il fissaggio della sedia avviene semplicemente posizionandola sul gancio e spingendola verso la parete
Caratterizzato da una struttura sottile ed estremamente resistente

Dati tecnici

Dimensioni	425x320x155 ± 5mm
Materiali	PE, Nylon, Al
Peso	3,5 ± 0,2 kg

Standard di riferimento

EN 1789

DM di classe I in accordo alla Dir. 93/42/CEE

SISTEMA DI FISSAGGIO E-MAX

CERTIFICATO 10G

SK30001E

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

445722

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it