

Res-Q-Matt plus

Materasso a depressione



I materassi a depressione sono dispositivi per l'immobilizzazione del paziente con sospette lesioni da trauma. Il sistema di decompressione consente differenti gradi di immobilizzazione, dalla più rigida, che favorisce un posizionamento corretto del paziente ad immobilizzazioni più morbide, che consentono di attenuare le vibrazioni a bassa frequenza tipiche dei trasporti su veicoli di soccorso.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC estremamente resistente
 Maniglie integrate per offrire la massima presa

Standard di riferimento

NA

Accessori

QM22120A	Pompa in Alluminio
QM22125A	Pompa in Alluminio a doppio effetto
QM22170A	Sacca di trasporto materassi a depressione
QM22199A	Kit di riparazione

Dati tecnici

Lunghezza	2140 ± 20mm
Larghezza	940 ± 10mm
Materiale di riempimento	Polistirene
N° maniglie	8
Materiali	Al, PVC, Nylon
Peso	5 ± 0,5 kg
Capacità di carico	150 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-MATT PLUS - MATERASSO
 DEPR.PROF. POLISTIRENE

QM22101A

Classificazione CND



V0804

Rev.2 (13/07/2016)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it