

**SACCA R-1**

Sacca per intubazione blu



La collezione delle sacche R Series è studiata secondo i criteri ergonomici più avanzati e gli interni modulari sfruttano razionalmente lo spazio, offrendo il massimo della versatilità.

La corretta distribuzione degli scomparti assicura un'organizzazione coniugata alla riduzione degli ingombri.

Per un reperimento veloce ogni sacca ha un diverso colore codificato.

Dotata di:

- 1 grande tasca trasparente chiusa centralmente con zip
- 2 tasche trasparenti con chiusura a zip
- 2 alloggiamenti per manici laringoscopio
- 5 parti elasticizzate per il fissaggio delle lame per laringoscopio
- maniglia di trasporto
- tasca esterna in pvc trasparente

Dedicata agli zaini R-aid e Command.

Indicata per borse, zaini, valigie.

**DATI TECNICI**

Dimensione	200x225x100mm
Colore	Blu
Peso	250 gr
Materiale esterno	nylon Ripstop, antigraffio, lavabile Cordura
Materiale interno	Nylon, elastici e PVC
Materiale maniglie	Nylon
Chiusura	Zip con tirazip
Fissaggio sacche	Straps dorsale

CB90003A

R 1 SACCA  
PER INTUBAZIONE BLU