

SACCA R-4

Sacca per infusione rossa



La collezione delle sacche R Series è studiata secondo i criteri ergonomici più avanzati e gli interni modulari sfruttano razionalmente lo spazio, offrendo il massimo della versatilità.

La corretta distribuzione degli scomparti assicura un'organizzazione coniugata alla riduzione degli ingombri.

Per un reperimento veloce ogni sacca ha un diverso colore codificato.

Dotata di:

- 1 grande tasca trasparente chiusa centralmente con zip
- 1 grande tasca trasparente con chiusura orizzontale a zip
- 20 flap per fiale con tensionatore
- 2 alloggiamenti verticali con chiusura a strap
- 5 parti elasticizzate per fissaggio verticale
- maniglia di trasporto
- tasca esterna in pvc trasparente

Dedicata agli zaini R-aid e Command.

Indicata per borse, zaini, valigie.

DATI TECNICI

Dimensione	200x225x100mm
Colore	Rosso
Peso	250 gr
Materiale esterno	nylon Ripstop, antigraffio, lavabile Cordura
Materiale interno	Nylon, elastici e PVC
Materiale maniglie	Nylon
Chiusura	Zip con tirazip
Fissaggio sacche	Straps dorsale

CB90004A

R 4 SACCA
PER INFUSIONE ROSSA