

4BELL STAIR MAX

Sujetador 10G para silla 4BELL STAIR



Sistema de anclaje diseñado para su instalación al interior de la ambulancia, se utiliza con la silla 4BELL STAIR. El dispositivo se debe fijar en la pared, de acuerdo con la estructura y el acondicionamiento del vehículo.

Características específicas

La estructura en aluminio confiere alta resistencia y permite reducir el peso

Su instalación es simple

La silla se fija simplemente girando la perilla de sujeción.

Datos técnicos

| | |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 495x340x225 ± 5mm |
| Materiales | Nylon, Al |
| Peso | 1,33 ± 0,1 kg |

Conforme a

EN 1789

DM de clase I de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

SISTEMA DE ANCLAJE 10G 4BELL

STAIR MAX

ST10441B

Clasificación CND



V9099

Identificación de registro

1530324

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it