

4BELL STAIR MAX

Support mural 10G pour chaise 4BELL STAIR



Support mural permettant de fixer la chaise 4BELL STAIR à l'intérieur des véhicules de secours..

Caractéristiques spécifiques

La structure en aluminium confère une haute résistance en contribuant à la réduction du poids

De simple installation

La chaise se fixe simplement en tournant la poignée rouge et sans devoir utiliser des sangles supplémentaires

Données techniques

Dimensions	495x340x225 ± 5mm
Matériaux	Nylon, Al
Poids	1,33 ± 0,1 kg

Standard de référence

EN 1789

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

SUPPORT MURAL 10G 4BELL STAIR
MAX

ST10441B

Classification CND V9099

Identifiant d'enregistrement 1530324



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it