

NXT MAX

Fissaggio 10g

per ventilatori polmonari NXT



Fissaggio 10g con Sistema a sgancio rapido utilizzabile con i ventilatori polmonari Spencer NXT

Caratteristiche specifiche

La sua forma è progettata per consentire un posizionamento semplice e rapido del ventilatore polmonare sul fissaggio

Il pulsante di sgancio rapido sul lato anteriore è di rapido accesso e semplice da usare

Grazie alla perfetta integrazione tra il sistema di fissaggio e il ventilatore polmonare, le dimensioni complessive restano pressoché invariate rispetto a quelle del solo ventilatore, incrementando solamente l'altezza di un paio di centimetri

Semplice da installare all'interno dell'ambulanza, viene fissato utilizzando il lato inferiore

Compatibile con i ventilatori polmonari 118NXT, 170NXT, 190NXT

Standard di riferimento

EN 1789:2007 + A2:2014

Dati tecnici

Dimensioni (PxLxH)	160x160x95 ± 5mm
Materiali	HDPE, Nylon, Acciaio
Peso approssimativo	350 ± 10g

DM di Classe I in accordo alla Dir. 93/42/CEE

NXT MAX -SUPPORTO 10G
C/SGANCIO RAPIDO
EV50120B



Rev.0 (09/02/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it